


# Attends® Pull-Ons Discreet





Attends - das System mit 10 Saugstärken bei Blasenschwäche und Inkontinenz

Attends Pull-Ons Discreet sind extra-dünne und sehr diskrete elastische Einmalhosen, die wie Unterwäsche an- und ausgezogen werden können. Bei leichter Blasenschwäche.



- |   |   |   |
|---|---|---|
| <b>1</b> Weiße textilähnliche Außenseite für Tragekomfort und Diskretion.     | <b>2</b> Elastischer, atmungsaktiver Hüftbund für optimalen Sitz, Auslaufschutz und Tragekomfort.                   | <b>3</b> Das Produkt kann nach Gebrauch zur Entsorgung an den Seitennähten aufgerissen werden.            |
| <b>4</b> Mit geformten Beinbündchen für bestmöglichen Sitz und Auslaufschutz. | <b>5</b> Anatomisch geformter Saugkern für eine bequeme Passform.   | <b>6</b> Leistungsfähiger Saugkern sorgt für Auslaufschutz, Geruchsbindung und ein trockenes Tragegefühl. |
| <b>7</b> Größe und Saugstärke sind diskret auf der Außenseite aufgedruckt.    | <b>8</b> Der Nässeindikator auf der Rückseite zeigt durch Verschwimmen an, wann das Produkt gewechselt werden muss. | <b>9</b> Die Farbmarkierung im Bund markiert die Rückseite des Produkts.                                  |

Weitere Informationen unter:  
[www.attends.at](http://www.attends.at)

|   |  | Stück / Beutel<br>Stück / Karton<br>Stück / Palette | EAN 7332152<br>Packung / Karton | PZN<br>Packung / Karton | Bauch- / Hüftumfang<br>in cm | Außenseite Material  | Saugkern Material  | Innenseite Material | Elastische Seitenbündchen | Geruchsbindung<br>(Odour Protection) | Atmungsaktiv | Quick-Dry |
|---|--|---|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|--|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| 3 | <b>Attends Pull-Ons Discreet Medium</b><br> | 12<br>8 x 12<br>36 x 8 x 12                         | 205020<br>205037                | 9193041<br>9193058      | 75 - 110                     | Vliesschicht aus Polypropylen und Außenschicht aus Polyethylen | 2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht | Vlies               | ✓                         | ✓                                    | ✓            | ✓         |
|   | <b>Attends Pull-Ons Discreet Large</b><br>  | 10<br>8 x 10<br>30 x 8 x 10                         | 205044<br>205051                | 9193064<br>9193070      | 95 - 125                     | Vliesschicht aus Polypropylen und Außenschicht aus Polyethylen | 2-facher Saugkern mit Zellstoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht | Vlies               | ✓                         | ✓                                    | ✓            | ✓         |



### Quick-Dry

Die Quick-Dry-Technologie wirkt direkt unterhalb der Vliesoberfläche des Produktes. Sie nimmt Urin schnell auf und leitet ihn von der Haut weg in den Saugkern. Dort wird der Urin sicher gebunden und eingeschlossen und somit die Haut vor Rücknässe geschützt - zur Gesunderhaltung der Haut. Das Produkt kann mehrere Flüssigkeitsschübe zuverlässig aufnehmen - für optimalen Auslaufschutz.



### Geruchsbindung Odour Protection

Im Saugkern wird der Urin gebunden und sicher eingeschlossen. Dadurch wird das Entstehen unangenehmer Gerüche verhindert.



### Atmungsaktiv

Atmungsaktives Material lässt die Luft zirkulieren, was zur Gesunderhaltung der Haut beiträgt.